

BRUKSANVISNING

Revaxør® ørevoksløsende ørespray

Bruksområde

Revaxør ørespray løser opp ørevoks og forebygger forekomst av vokspropper.

Ikke bruk Revaxør® ørespray

- dersom øret er betent eller smertefullt
- dersom det væsker fra øret
- dersom ørets trommehinne er skadet, sprukket eller har vært punktert (f.eks. dren)
- dersom du er allergisk (overfølsom) overfor noen av innholdstoffene i Revaxør

Særskilte brukergrupper

Dersom du har koordinasjonsproblemer, bevegelsesvansker eller skjelvende hender bør du be noen om hjelp til å dosere Revaxør ørespray inn i øregangen din og til å skylle øret i etterkant, slik som beskrevet i bruksanvisningen.

Barn

Revaxør skal kun brukes hos barn etter legens anvisning. Følg bruksanvisningen nøye. Kontakt lege eller sykepleier dersom det er behov for øreskylling hos barn.

Brukere av høreapparat

Dersom du bruker høreapparat, må du vente med å sette tilbake høreapparatet til etter at øret er skylt og vannet har rent ut.

Mulige bivirkninger

I enkelte sjeldne tilfeller har lokal allergisk reaksjon oppstått etter bruk av Revaxør. Ubehagelig følelse i øregangen, hudirritasjon og forbigående svimmelhet kan oppstå.

Ørets trommehinne kan skades dersom skylleballongen føres for dypt inn i øregangen.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger av Revaxør.

Slik bruker du Revaxør® ørespray og skylleballong

Oppløsning av ørevokspropp med ørespray

- Varm flasken i hånden i et par minutter slik at innholdet får kroppstemperatur (ca. 37 °C).
- Spray ut i luften eller f.eks. i et lommetørkle, 3-5 ganger **før første gangs bruk**, slik at det oppnås en jevn spraydusj. Vend sprayen bort fra deg. Dersom sprayflasken ikke brukes på en stund, er det bra å kontrollere om det sprayer jevnt ved å spraye 1-2 prøvespray.
- Dra øvre del av ytterøret forsiktig bakover og oppover. Hold flasken loddrett med spraymunnstykket plassert ved åpningen til øregangen. Spray 2-3 doser Revaxør ørespray i øregangen. Trekk øreflippen opp og ned forsiktig med en vridende bevegelse et par ganger. Dekk til ytterst i øret med litt bomull som fuktes med noen dråper Revaxør ørespray. La Revaxør ørespray virke i 20 – 60 minutter. Ved behov kan du la det virke over natten.
- Løsne munnstykket etter bruk, rengjør det med et mildt vaskemiddel, skyll godt med vann, tørk og sett det tilbake på flasken. **Sprayflasken skal aldri brukes uten at spraymunnstykket er på plass!**

Etter bruk av Revaxør ørespray må øregangen skylles. Du kan bruke Revaxør skylleballong, eller ta kontakt med lege eller sykepleier for øreskylling. Spesielt hos barn anbefales det at øreskylling utføres av lege eller sykepleier.

Øreskylling med skylleballong

- Skylleballongen bør rengjøres før hver bruk.
- Sug opp lunkent vann i skylleballongen.
- Putt spissen på skylleballongen noen millimeter inn i øregangen og skyll øret ved å klemme rolig og forsiktig på skylleballongen.

Putt ikke spissen på skylleballongen dypt inn i øregangen!

- Gjenta behandlingen et par ganger til skyllevannet er helt rent.
- Rengjør skylleballongen og klem den tom etter hver behandling. La den stå med spissen ned, slik at de siste dråpene renner ut.

Andre ting å være oppmerksom på

Revaxør ørespray er kun til personlig bruk.

Hvis ikke ørevoksproppen løses opp med én behandling, kan du gjenta behandlingen i tre påfølgende dager ved behov.

Tilbakevendende problemer med ørevokspropper kan unngås dersom du bruker Revaxør ørespray regelmessig en gang i måneden. Husk å skylle øret med vann fra skylleballongen etter hver behandling.

Vennligst følg instruksjonene fra lege eller sykepleier, dersom du har oppsøkt helsepersonell for øreskylling.

Bruk av Revaxør ørespray skal ikke være smertefullt. Dersom du får smerter må du avslutte øreskyllingen og kontakte lege.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av Revaxør ørespray.

Innhold

Allantoin, lanolin etoksyliert, polysorbat 80, polysorbat 60, sorbitol flytende, fruktosesirup, polyoksyetylenstearyleter, polyoksyetylenoleyeter, lanolinolje, isopropylmyristat, minkolje, fenetylalkohol, cetylalkohol, butylhydroksytoluen, sorbinsyre, bensenonklorid, vann.
Skylleballong: Polyvinylklorid (PVC)

Oppbevaring

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Oppbevar Revaxør ørespray og skylleballongen utilgjengelig for barn.

Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

Pakningsstørrelser

Revaxør ørespray 10 ml med skylleballong

Tilvirker

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Representant i Norge

Orion Pharma AS

Tlf.: +47 40 00 42 10

norweb@orionpharma.com

Denne bruksanvisning ble sist oppdatert

2016.06.03

